



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

ATA DA SESSÃO PÚBLICA- ANÁLISE DE MATERIAL DE LIMPEZA

PROCESSO Nº 001/0207/000385/2018/PMES
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2018

Objeto: Registro de preços para Aquisição de materiais hospitalares, para consumo do Programa Melhor em Casa- EMAD, atrás de recursos oriundos do convenio nº 596/2018, processo Nº 001/0207/000385/2018, firmado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e o Município de Socorro.

PREÂMBULO

No dia 07 de Janeiro de 2019, às 9h 30 mim , reuniram-se nas dependências da Prefeitura Municipal de Socorro/ Setor de Licitação, Avenida José Maria de Faria, 71 centro, a Comissão para análise de Produtos Hospitalares, Elisângela Marciela Lopes, Cássia Rafaela Fccio, Joice Aparecida Soares Pinto, designados através da Portaria 8153/2019, para análise de amostra de produtos hospitalares.

REGISTRO DA SESSÃO

Aberta a sessão procedeu a avaliação do sistema apresentado pelas empresas:

- Empresa Farma Dois Produtos para Saúde LTDA -EPP, para os itens: 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,28,29,30,31,32,33,34,35.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS:

1 - Para fins de avaliação técnica das amostras de produtos apresentados serão analisados os seguintes itens:

- * Rentabilidade;
- * Especificações nos termos do Edital;
- * Comparação Custo x Benefício, a fim de averiguar a qualidade do produto, através da seguinte metodologia:
 - Verificação, através da utilização do produto, se o mesmo tem rendimento adequado às necessidades da municipalidade;
 - Verificação através da comparação com produtos de qualidade renomada (líderes de mercado), para comprovar a similaridade, a fim de obter produtos de melhor qualidade;



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

- * Realização de testes para averiguar a qualidade dos produtos, por Comissão especialmente designada para este fim, bem como a verificação da existência de sujidades, da validade, forma e consistência dos produtos.
- * Apresentação - Avaliação das embalagens em sua forma de apresentação, a fim de verificar-se a qualidade e segurança no transporte dos produtos de modo a evitar acidentes como vazamento dos produtos. Os rótulos, a fim de avaliar-se a origem, fabricante, prazo de validade, informações sobre o manuseio do produto, precauções, responsável técnico e demais informações sobre a composição do produto.

2 - Serão, considerados aprovados, apenas os produtos que obtiverem índice igual ou superior a **80% (oitenta por cento)** de aceitabilidade.

3 - Para fins de entendimento da porcentagem de aceitabilidade, fica estabelecido o seguinte critério:

Cada membro da Comissão avaliará os produtos segundo os critérios acima, atribuindo-lhes uma nota de 00 (zero) a 10 (dez), sendo obedecida a seguinte nomenclatura:

- Q = NOTA ATRIBUÍDA PARA A QUALIDADE DO PRODUTO;
- R = NOTA ATRIBUÍDA À RENTABILIDADE;
- EMB = NOTA ATRIBUÍDA À EMBALAGEM;
- COMP. = NOTA ATRIBUÍDA À COMPOSIÇÃO;

Exemplo:

Notas da Comissão Avaliação			
Q	R	EMB.	COMP.
9,5	8,5	8	10

- O próximo campo a ser preenchido será o da média aritmética seguindo a seguinte fórmula: Soma das notas estabelecidas nos itens acima especificados e divididas por 04 (quatro);

Exemplo:

Notas da Comissão Avaliação				Média
Q	R	EMB.	COMP.	



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

9,5	8,5	8	10	9
6	8	8	5	6,75

- A porcentagem de aceitabilidade está diretamente condicionada a nota média, sendo que para mensuração desta porcentagem deverá ser multiplicada a nota da média pelo fator 10 (DEZ).

Ex:

Média: 8,8

Percentual: $8,8 \times 10 = 88\%$

- Para fins de análise dos produtos, é obrigatório o preenchimento dos campos com a especificação do produto, o nº do item ao qual corresponde e sua marca;
- O resultado final deverá ser expresso da seguinte maneira:
- Quando o item for considerado compatível com as necessidades do setor solicitante, será considerado **APROVADO**, devendo constar a seguinte expressão (A);
 - Quando o item não atender às necessidades mínimas do setor solicitante, será considerado **REPROVADO**, devendo constar a seguinte expressão (R);

Exemplo:

1) Avaliação de cada produto:

Item	Produto	Marca	Notas da Comissão Avaliação				Média	% de Aceitação	(A) Aprovado (R) Reprovado
			Q	R	EMB.	COMP.			
01	Sonda	ABC	9,5	8,5	8	10	9	90	(A)
02	Luvas	Y	7	7	5	5	6	60	(R)

- As anotações técnicas deverão ser feitas sempre que houver necessidade de justificar o motivo pelo qual determinado produto foi reprovado durante a análise e testes.



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

ANOTAÇÕES TÉCNICAS:

Ex: Luvas

Luvas- Descritivo do produto enviado para amostra não é correspondente com o solicitado no processo.

3.4 – As empresas licitantes poderão ofertar várias marcas de produtos para cada item, sendo que para tanto, deverão apresentar amostras de cada marca ofertada.

3.5 – Caso as empresas ofereçam mais de uma marca por item, somente comporão os itens que forem aprovados na análise de amostras, sendo que para a classificação da mesma deverá haver pelo menos uma marca de cada item aprovada na análise de amostras.

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada as avaliações a comissão responsável apresentou as Planilhas de análise, sendo os mesmos anexados a presente ata.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Comissão nomeada, a presente ata será disponibilizada, em sua íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), no link de licitações/comunicados para ciência dos interessados.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

Toda a sessão transcorreu de forma tranquila, nada mais havendo, encerro a presente ata que segue assinada pelos membros da Comissão e representante presente.

Elisângela Marciela Lopes
Membro da Comissão

Cássia Rafaela Faccio
Membro da Comissão

Joice Aparecida Soares Pinto
Membro da Comissão



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
Avenida José Maria de Faria, nº 71 - Centro - Socorro - SP
C.N.P.J.: 46.444.063/0001-38 - INSC. EST.: ISENTA
EXERCÍCIO DE 2018

Nº CONTROLE

1

pág. 01/01

Data: Socorro, 7 de janeiro de 2019

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PROCESSO Nº 001/0207/000385/2018/PMES
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 52/2018

Forneceador:	FARMA DOIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
Endereço:	Rua David Carvalho nº 490
Bairro:	Vila Valentin
CEP:	
E-mail:	
I. E. nº:	
UF:SP	13873020 Fone: 19
Cidade:	São João da Boa Vista
CNPJ nº:	24826631/0001-22

Item	Quant.	Unid	Especificação do Produto	Marca	Notas da Comissão de Avaliação						Resultado Final		
					Q	D	R	C/B	EMB.	COMP.		Média	% de Aceitação
1	100	Pacote	Compressa de Gaze Hidrofíla Melhor Med 13 Fios, pacotes com 500 Unidades, Não Estéril, 100% algodão, 8 camadas - 5 dobras; Dimensão: 15 cm x 30 cm (aberta) - 7,5 cm x 7,5 cm (dobrada);com registro na ANVISA	Andreone Textil LTDA	8	9	9	9	10	10	9	90%	(A) Aprovado
2	100	caixas	Luvax de procedimentos. Composição: Latex natural, levemente talçada com pó absorvível. Anatómicas. Não estéril. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada (50 pares) com registro na ANVISA. Tamanho PP	MEDIX	9	10	9	9	8	10	9	90%	(A) Aprovado
3	100	caixas	Luvax de procedimentos. Composição: Latex natural, levemente talçada com pó absorvível. Anatómicas. Não estéril. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada (50 pares) com registro na ANVISA. Tamanho P	MEDIX	9	10	9	9	8	10	9	90%	(A) Aprovado
4	100	caixas	Luvax de procedimentos. Composição: Latex natural, levemente talçada com pó absorvível. Anatómicas. Não estéril. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada (50 pares) com registro na ANVISA. Tamanho M	MEDIX	9	10	9	9	8	10	9	90%	(A) Aprovado
5	100	caixas	Luvax de procedimentos. Composição: Latex natural, levemente talçada com pó absorvível. Anatómicas. Não estéril. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada (50 pares) com registro na ANVISA. Tamanho G	MEDIX	9	10	9	9	8	10	9	90%	(A) Aprovado
11	30	caixas	Scalpe, caixa com 100, material tubo pvc cristal leve e flexível, tratamento superficial asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, calibre 19 g, tipo cânula aço inox, siliconizada, atraumática, paredes, esterilidade estéril, tipo uso descartável, características adicionais bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, acessórios componentes soldados, identificação cores universal. Com registro na ANVISA	CIRUTI	9	8	8	8	8	10	8	84%	(A) Aprovado
12	30	caixas	Scalpe, caixa com 100, material tubo pvc cristal leve e flexível, tratamento superficial asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, calibre 21 g, tipo cânula aço inox, siliconizada, atraumática, paredes, esterilidade estéril, tipo uso descartável, características adicionais bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, acessórios componentes soldados, identificação cores universal. Com registro na ANVISA	CIRUTI	9	8	8	8	8	10	8	84%	(A) Aprovado
13	30	caixas	Scalpe, caixa com 100, material tubo pvc cristal leve e flexível, tratamento superficial asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, calibre 23 g, tipo cânula aço inox, siliconizada, atraumática, paredes, esterilidade estéril, tipo uso descartável, características adicionais bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, acessórios componentes soldados, identificação cores universal. Com registro na ANVISA	CIRUTI	9	8	8	8	8	10	8	84%	(A) Aprovado
14	30	caixas	Scalpe, caixa com 100, material tubo pvc cristal leve e flexível, tratamento superficial asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, calibre 25 g, tipo cânula aço inox, siliconizada, atraumática, paredes, esterilidade estéril, tipo uso descartável, características adicionais bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, acessórios componentes soldados, identificação cores universal. Com registro na ANVISA	CIRUTI	9	8	8	8	10	10	9	88%	(A) Aprovado

15	30	caixas	Scalpe, caixa com 100, material tubo pvc cristal leve e flexível, tratamento superficial asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, calibre 27 g, tipo cânula aço inox, siliconizada, atraumática, paredes, esterilidade esteril, tipo uso descartável, características adicionais bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, acessórios componentes soldados, identificação cores universal. Com registro na ANVISA Dispositivo intravenoso Cateter - caixa com 50 unidades. Esteril, atóxico, apirrogênico. Protetor do cateter/agulha - Canhão da agulha metálica - câmara de refluxo com filtro - confeccionada em material incolor e com filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite fácil visualização do refluxo sanguíneo. • Cânula metálica - agulha siliconizada com bisel trifacetado - facilita a punção, confeccionada em aço inoxidável trefilado, retificado, afiado. • Canhão do cateter - conector luer lock codificado por cores indicando o calibre do cateter, permite conexão segura com os equipamentos utilizados. • Cânula teflon (FEP) ou Polietileno (PU) - radiopacas - possibilita sua localização no sistema vascular quando utilizado radiografias. Confeccionada em material biocompatível, inerte, flexível, hemocompatível, trombo resistente. Tampa protetora da câmara de fluxo - tem a finalidade de proteger o produto evitando riscos de contaminação e acidentes antes do uso. Com registro na ANVISA Nº 16	CIRUTI	9	8	8	8	8	10	10	8	84%	(A) Aprovado
16	15	caixas	Dispositivo intravenoso Cateter - caixa com 50 unidades. Esteril, atóxico, apirrogênico. Protetor do cateter/agulha - Canhão da agulha metálica - câmara de refluxo com filtro - confeccionada em material incolor e com filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite fácil visualização do refluxo sanguíneo. • Cânula metálica - agulha siliconizada com bisel trifacetado - facilita a punção, confeccionada em aço inoxidável trefilado, retificado, afiado. • Canhão do cateter - conector luer lock codificado por cores indicando o calibre do cateter, permite conexão segura com os equipamentos utilizados. • Cânula teflon (FEP) ou Polietileno (PU) - radiopacas - possibilita sua localização no sistema vascular quando utilizado radiografias. Confeccionada em material biocompatível, inerte, flexível, hemocompatível, trombo resistente. Tampa protetora da câmara de fluxo - tem a finalidade de proteger o produto evitando riscos de contaminação e acidentes antes do uso. Com registro na ANVISA Nº 16	DESCARPACK	9	9	9	9	9	10	10	9	93%	(A) Aprovado
17	35	caixas	Dispositivo intravenoso Cateter - caixa com 50 unidades. Esteril, atóxico, apirrogênico. Protetor do cateter/agulha - Canhão da agulha metálica - câmara de refluxo com filtro - confeccionada em material incolor e com filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite fácil visualização do refluxo sanguíneo. • Cânula metálica - agulha siliconizada com bisel trifacetado - facilita a punção, confeccionada em aço inoxidável trefilado, retificado, afiado. • Canhão do cateter - conector luer lock codificado por cores indicando o calibre do cateter, permite conexão segura com os equipamentos utilizados. • Cânula teflon (FEP) ou Polietileno (PU) - radiopacas - possibilita sua localização no sistema vascular quando utilizado radiografias. Confeccionada em material biocompatível, inerte, flexível, hemocompatível, trombo resistente. Tampa protetora da câmara de fluxo - tem a finalidade de proteger o produto evitando riscos de contaminação e acidentes antes do uso. Com registro na ANVISA Nº 18	DESCARPACK	9	9	9	9	9	10	10	9	93%	(A) Aprovado
18	35	caixas	Dispositivo intravenoso Cateter - caixa com 50 unidades. Esteril, atóxico, apirrogênico. Protetor do cateter/agulha - Canhão da agulha metálica - câmara de refluxo com filtro - confeccionada em material incolor e com filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite fácil visualização do refluxo sanguíneo. • Cânula metálica - agulha siliconizada com bisel trifacetado - facilita a punção, confeccionada em aço inoxidável trefilado, retificado, afiado. • Canhão do cateter - conector luer lock codificado por cores indicando o calibre do cateter, permite conexão segura com os equipamentos utilizados. • Cânula teflon (FEP) ou Polietileno (PU) - radiopacas - possibilita sua localização no sistema vascular quando utilizado radiografias. Confeccionada em material biocompatível, inerte, flexível, hemocompatível, trombo resistente. Tampa protetora da câmara de fluxo - tem a finalidade de proteger o produto evitando riscos de contaminação e acidentes antes do uso. Com registro na ANVISA Nº 20	DESCARPACK	9	9	9	9	9	10	10	9	93%	(A) Aprovado
19	35	caixas	Dispositivo intravenoso Cateter - caixa com 50 unidades. Esteril, atóxico, apirrogênico. Protetor do cateter/agulha - Canhão da agulha metálica - câmara de refluxo com filtro - confeccionada em material incolor e com filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite fácil visualização do refluxo sanguíneo. • Cânula metálica - agulha siliconizada com bisel trifacetado - facilita a punção, confeccionada em aço inoxidável trefilado, retificado, afiado. • Canhão do cateter - conector luer lock codificado por cores indicando o calibre do cateter, permite conexão segura com os equipamentos utilizados. • Cânula teflon (FEP) ou Polietileno (PU) - radiopacas - possibilita sua localização no sistema vascular quando utilizado radiografias. Confeccionada em material biocompatível, inerte, flexível, hemocompatível, trombo resistente. Tampa protetora da câmara de fluxo - tem a finalidade de proteger o produto evitando riscos de contaminação e acidentes antes do uso. Com registro na ANVISA Nº 22	DESCARPACK	9	9	9	9	9	10	10	9	93%	(A) Aprovado




		Dispositivo intravenoso Cateter - caixa com 50 unidades. Estéril, atóxico, apirrogénico. Protetor do cateter/agulha - Canhão da agulha metálica - câmara de refluxo com filtro - confeccionada em material incolor e com filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite fácil visualização do refluxo sanguíneo. • Canula metálica - agulha siliconizada com biseis trifacetado - facilita a punção, confeccionada em aço inoxidável treliado, retificado, afiado. • Canhão do cateter - conector luer lock codificado por cores indicando o calibre do cateter, permite conexão segura com os equipamentos utilizados. • Canula teflon (FEF) ou Polietileno (PU) - radiopacas - possibilita sua localização no sistema vascular quando utilizado radiografias. Confeccionada em material biocompatível, inerte, flexível, hemocompatível, trombo resistente. Tampa protetora da câmara de fluxo - tem a finalidade de proteger o produto evitando riscos de contaminação e acidentes antes do uso. Com registro na ANVISA Nº 24	DESCARPACK	9	9	9	9	10	10	10	9	93%	(A) Aprovado
20	30	caixas											
22	100	unidade	Equipo MACROGOTAS Estéril- Esterilizado a Oxido de Etileno. Fabricado em PVC flexível, incolor. Tubo de 1,50 cm com Ponta Perfurante e tampa protetora. Pinça Rolete e Corta-Fluxo. Injetor lateral com Membrana auto cicatrizante. Conector tipo Luer Slip universal. Câmara goteladora com respiro de ar com filtro Hidrófobo e Bacteriológico. Atóxico Descartável e de uso único. Com registro na ANVISA	DESCARPACK	10	10	10	10	10	10	10	100%	(A) Aprovado
			A sonda Uretral de alívio - Caixa com 100. Artigo estéril e de uso único. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. Isenta de rebarba. Com registro na ANVISA	Medsonda	9	8	8	8	9	10	9	87%	(A) Aprovado
28	15	caixas	A sonda Uretral de alívio - Caixa com 100. Artigo estéril e de uso único. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. Isenta de rebarba. Com registro na ANVISA Sonda Nº 6	Medsonda	9	8	8	8	9	10	9	87%	(A) Aprovado
29	15	caixas	A sonda Uretral de alívio - Caixa com 100. Artigo estéril e de uso único. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. Isenta de rebarba. Com registro na ANVISA Sonda Nº 8	Medsonda	9	8	8	8	9	10	9	87%	(A) Aprovado
30	15	caixas	A sonda Uretral de alívio - Caixa com 100. Artigo estéril e de uso único. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. Isenta de rebarba. Com registro na ANVISA Sonda Nº 10	Medsonda	9	8	8	8	9	10	9	87%	(A) Aprovado
31	15	caixas	A sonda Uretral de alívio - Caixa com 100. Artigo estéril e de uso único. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. Isenta de rebarba. Com registro na ANVISA Sonda Nº 12	Medsonda	9	8	8	8	9	10	9	87%	(A) Aprovado
32	15	caixas	A sonda Uretral de alívio - Caixa com 100. Artigo estéril e de uso único. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. Isenta de rebarba. Com registro na ANVISA Sonda Nº 14	Medsonda	9	8	8	8	9	10	9	87%	(A) Aprovado
33	15	caixas	A sonda Uretral de alívio - Caixa com 100. Artigo estéril e de uso único. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. Isenta de rebarba. Com registro na ANVISA Sonda Nº 16	Medsonda	9	8	8	8	9	10	9	87%	(A) Aprovado
34	15	caixas	A sonda Uretral de alívio - Caixa com 100. Artigo estéril e de uso único. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. Isenta de rebarba. Com registro na ANVISA Sonda Nº 18	Medsonda	9	8	8	8	9	10	9	87%	(A) Aprovado
35	15	caixas	A sonda Uretral de alívio - Caixa com 100. Artigo estéril e de uso único. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. Isenta de rebarba. Com registro na ANVISA Sonda Nº 20	Medsonda	9	8	8	8	9	10	9	87%	(A) Aprovado

Elisângela Marciela Lopes
Membro da Comissão

Joice Aparecida Soares Pinto
Membro da Comissão

Cassia Rafaela de Faccio
Membro da Comissão